

*prejela 11.5.88
MTC*

Varianta May 1988

Menu priprave komponent krvi

Sveža kri

Številka krvi

ime komponente prebere in izpiše

a0001602b in a0002602b

datum izdelave do 48 ur

standarden volumen vnešen ob vnosu krvi s tipom embalaže

Konzervirana kri

Številka

ime komponente

a0010602b

datum priprave do 35 dni

standarden volumen

Konzervirana kri odvzeta plazma

Številka

ime komponente

a0020612b

datum izdelave do 35 dni

volumen vnos in zapis na etiketo - manjši od standardnega volumena.

Koncentrirani eritrociti

Številka krvi

ime komponente prebere in izpiše

a040612b in a0041812b

datum izdelave - do 35 dni

volumen vpiše v računalnik in na etiketo - min 200 max 400ml

Koncentrirani eritrociti odstarnjeni levkociti

1. vnos številke in imena že izdelane komponente (konc. eri)

2. številka

ime komponente

a0044612b

datum in ura priprave do 5 dni od odvzema

volumen vnos in zapis na etiketo

tip filtra - šifrant

Koncentrirani eritrociti oprani

1. vnos številke in imena že izdelane komponente

2. številka

ime komponente

a0048612b

datum in ura priprave do 5 dni

volumenpriprava - šifrant