

00 256



SVEŽA ZMRZNJENA PLAZMA

Odstranjen cryoprecipitat
Pripravljena iz 450 ml krvi s CPDA-1

_____ ml 

NAVODILO

Hranite na -20°C, uporabna 1 leto od datuma priprave. Uporabite takoj po odtajanju v vodni kopeli na +37°C. Pri transfuziji uporabite sistem s filtrom, upoštevajte ABO skladnost.

VSEBINA: Odstranjen cryoprecipitat.

Datum
odvzema:

Ura:

00 256



SVEŽA ZMR. PLAZMA
Odstranjen cryo.

Testi na lues, anti HIV,
HBsAg so negativni.
Iregularna
protitelesa
niso prisotna.

A

Rh POZITIVEN

**ZAVOD SRS
ZA TRANSFUZIJO KRV
LJUBLJANA**



**ZAVOD SRS
ZA TRANSFUZIJO
KRV LJUBLJANA**

00 257



KONCENTRIRANI ERITROCITI

Pripravljene iz 450 ml krvi s CPDA-1

_____ ml 

NAVODILO

Hranite na +4°C do 35 dni od odvzema. Pred transfuzijo preverite rezultat navzkrižnega preizkusa in identiteto vrečke ter pacienta. Ne dodajajte zdravil. Vsebino dobro premešajte in uporabite sistem s filtrom.

Datum
odvzema:

Ura:

00 257



KONC. ERITROCITI

Testi na lues, anti HIV,
HBsAg so negativni.
Iregularna
protitelesa
niso prisotna.

AB

Rh NEGATIVEN

**ZAVOD SRS
ZA TRANSFUZIJO KRV
LJUBLJANA**



AB NEG

**ZAVOD SRS
ZA TRANSFUZIJO
KRV LJUBLJANA**